







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ИВ 3М/43

Материал: Ферротитан

Раздел 1. Постановка задачи.

- 1.1 **Основные свойства исходного материала:** сухой, твердость 8-10 ед. по Моосу; насыпная плотность 2,45 г/см³;
- 1.2 **Крупность и фракционный состав исходного материала**: частицы неправильной формы крупностью до 2 мм;
- 1.3 **Поставленная задача:** Истирание материала до крупности менее 100 мкм, допустимое недоистирание 10%; требуемая производительность 24 проб/час массой 65 г.
- 1.4 Используемое оборудование:





Рис. 1. Истиратель вибрационный ИВ 3М Рис. 2 Анализатор ситовой А 20 (мокрый рассев) с тремя Чашами V 400

Раздел 2. Проведение испытаний.

Истирание ферротитана на Истирателе вибрационном ИВ 3M с чашей V 400.

- **2.1 Масса проб**: 65 г;
- 2.2 Суммарная масса одновременно истираемых проб: 195 г (3х65)
- **2.3 Время истирания:** 5 мин*.;
- **2.4 Производительность:** 36 проб/час (2,3 кг/час).

^{* -} указано время без учета подготовительно-заключительных работ.

2.5 Результаты испытаний:



Рис. 3. Материал до истирания

Рис. 4. Продукт истирания



Рис. 5. Гранулометрический состав продукта истирания