







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № РМ 120/110-1

Материал: Отвержденный аминопласт

Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Основные свойства материала:** Пористый (губчатый), непрочный (ломается руками без усилия), розового цвета, влажность 1-2%, плотность 1,2 г/см3, насыпная плотность 0,33 г/см3
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Куски материала произвольной формы размером от 30 до 100 мм;
- **1.3 Поставленная задача:** Предварительное измельчение материала, минимальная производительность 30 кг/час



Рис. 1. Роторная ножевая мельница РМ 120



Рис. 2 Анализатор ситовой А 20



Рис. 3 Сито лабораторное C20/50

Раздел 2. Проведений испытаний.

Измельчение на Роторной мельнице РМ 120

- **2.1 Вес пробы:** 1007,6 г;
- 2.2 Продолжительность процесса: 1 мин 18 сек;
- 2.3 Производительность: 45 кг/час;
- 2.4 Результаты испытаний:

2.4 Результат:




Рис. 2. Материал до измельчения

Рис. 3. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.




Рис. 4. Гранулометрический состав продукта измельчения

Примечание: Результаты последующего доизмельчения отражены в протоколе РМ 120/110-2